

NAVODILA ZA VZORČENJE BLATA

Prosim, da natančno preberete navodila za vzorčenje. V primeru napačnega vzorčenja so tudi rezultati analize lahko napačni.

Tester je namenjen samo za enkratno uporabo. Vzorčite na 2 različna dneva in za vsako vzorčenje vzemite nov tester. Ne ponavljajte vzorčenja z istim testerjem.

Navodila za pripravo na zbiranje vzorca:

1. Raztegnite (toaletni) papir za zbiranje vzorca in ga položite na dno toaletne školjke, tako da leži na površini vode (kot je prikazano na sliki). To storite tik preden se usedete na stranišče, da boste odvajali blato. (Uriniranje izvedete pred namestitvijo papirja.)
2. Papir lahko lebdi na površini vode okrog 5 minut preden potone. Vzorčite blato čim prej.
3. Po vzorčenju lahko papir izplaknete skupaj z blatom.
4. **Ne vzorčite blata, če imate menstruacijo, diarejo ali svežo kri v blatu.**



ZBIRANJE VZORCA

1) Napišite ime in priimek ter datum vzorčenja na nalepko na testerju.

Ime in priimek.

Datum vzorčenja.


2) Odvijte pokrovček in potegnite ven paličico.



3) Povlecite čez celoten vzorec s paličico samo 1x, tako da bo spodnji del z zarezami dobro pokrit z vzorcem.



4) Zaprite vzorčno posodico, tako da paličico vtaknete v testno posodico in dobro privijte pokrovček. (Ne ponavljajte vzorčenja z istim testerjem.) Ob pravilnem odvzemu vzorca se tekočina v vsebniku obarva iz modre v turkizno (rahlo zeleno obarvanje). Vzorec hranite v hladilniku in ga v roku 3 dni dostavite v laboratorij zdravstvenega doma.



POZOR!

1. Ne zavržite ali polivajte tekočine iz testerja. Ne pijte tekočine iz testerja.
2. Tester je namenjen za enkratno uporabo.
3. Uporabljajte tester zgolj za to, kar je namenjen – zbiranje blata.
4. Ohranjajte tester izven dosega otrok.



Tester za vzorčenje blata.